



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ÓPTICAS RUDOLF

- Autoclavable
- El sistema óptico y el cuerpo centra fusionados con anillo de oro.
- 3 años de garantía por defecto de fabricación, estanqueidad o sellado.
- Acero finox (acero inoxidable de máxima resistencia y alto grado médico).
- Fibra óptica de última generación.
- Todos los diámetros, grados y longitudes de trabajo.
- De alta resolución.
- Gran amplitud de imagen.
- Excelente iluminación.
- Cristal de zafiro especial anti ralladuras en partes distal y proximal.
- Sellados de colas especiales, resistentes a más de 300 °C.
- Objetivos fabricados en Peek.
- Recogida de ópticas: reparación o descuento por nueva adquisición.
- Material en stock. Entrega inmediata.



RUDOLF Medical GmbH & Co. KG
Markus Lips
Quality Manager