


**RUDOLF**  
BECAUSE WE CARE

# LAPAROSCOPIOS



*La Nueva Estrella en Laparoscopia*

## CARACTERÍSTICAS:



*UltraHD, tecnología 4K*

*A partir del recálculo completo del sistema óptico y el empleo de los mejores materiales en todos sus componentes.*

*Sistema de compensación*

*Lentes soldadas en oro*

- 1- Cristal de zafiro en partes distal y proximal, para evitar adherencias y rayaduras.*
- 2- Tratamiento especial en el metal de superficie, para una notable reducción de reflejos.*
- 3- Soldadura al vacío, para una considerable prolongación de la vida útil del producto.*
- 4- Sistema especial de compensación, frente a tensiones y grietas, ante la eventual expansión del producto durante las esterilizaciones.*
- 5- Triple tubo con sistema óptico integrado.*
- 6- Soldadura de Oro, en partes distal y proximal, para una mayor resistencia frente a agentes clínicos y desinfectantes.*

# Laparoscopio, 10 mm

Sistema Triple Tubo





Metales con menores reflejos

Fabricado bajo condiciones especiales de vacío

La evolución de nuestra tecnología ha hecho posible que los nuevos endoscopios RUDOLF Medical brillen de forma excepcional.

Compuestos de materiales de altísima calidad, el resultado es el EQUILIBRIO PERFECTO entre el COLOR y el DETALLE.

Diámetro	Grado de Angulación	Código de color	Longitud de Trabajo	Referencia
10 mm	 0°	green	340 mm	OSLP100-000
	 30°	red	340 mm	OSLP100-030