

RUDOLF

BECAUSE WE CARE



Una Experiencia Sublime en la Sutura

Porta-Agujas para Laparoscopia

Porta-Agujas laparoscópico con mango ergonómico



- Mangos estables y resistentes a la torsión
- Control de la sobrecarga
- Mango ergonómico y ligero
- Mango axial: Diseño recto y curvo



Con punta de Carburo Tungsteno (TC)



Con punta de aguja autoajustable



Conexión Luer-Lock para ayuda a la limpieza interna del tubo



Ajuste preciso del bloqueo

5
mm


Porta-agujas con mango ergonómico y protección de sobrecarga, Ø 5 mm



	Mandíbula	Longitud	Mango Curvo	Mango recto
	Punta recta, TC	330 mm	LP354-033	LP353-033
		450 mm	LP354-045	LP353-045
	Punta curva izquierda	330 mm	LP354-133	LP353-133
		450 mm	LP354-145	LP353-145
	Punta curva derecha	330 mm	LP354-233	LP353-233
		450 mm	LP354-245	LP353-245
	Punta aguja autoajustable	330 mm	LP354-330	LP353-330
		450 mm	LP354-345	LP353-345



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, está presente en todo el mundo y basa su relación con los clientes en el trato estrecho y fiel, ofreciendo productos innovadores de alta tecnología, instrumentos manuales, endoscopios rígidos y servicios eficientes para numerosas disciplinas.



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel. +49 7463 9956-0
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com
BECAUSE WE CARE

