

# RUDOLF MEDICAL ESPAÑA

Sistema de reparaciones





## ■ REPARACIONES

### a.- Por tipo de instrumento

- 1.- *De cirugía abierta*
- 2.- *De cirugía endoscópica*
- 3.- *Micro*
- 4.- *Oftalmología*

### b.- Por tipo de reparación

- 1.- *Quick (entrega en 5 días)*
- 2.- *Premium (entrega en 15 días)*

# UN NUEVO CONCEPTO



- El nuevo sistema de reparaciones de RUDOLF MEDICAL ESPAÑA propone soluciones para todas las necesidades:
  - **Soluciones Quick**, para aquellos productos que no pueden esperar. En tan solo 5 días se entrega el material reparado.
  - **Soluciones Premium**, para aquellos productos de alto valor, tanto económico como técnico, que tengan que conservar todas sus prestaciones.

En ambos casos con tarifas planas preestablecidas:

**¡SIN SORPRESAS!**

# UN NUEVO CONCEPTO



## SISTEMA DE REPARACIÓN QUICK

- Recomendado para productos de coste medio o bajo o con urgencia en la reparación.
- Entrega en 5 días.
- Reparación, ajuste, y/o afilado.

# UN NUEVO CONCEPTO



## SISTEMA DE REPARACIÓN PREMIUM

- Recomendado para productos de alto valor, económico o técnico y de precisión (instal. Micro, oftalmo, pinzas de artroscopia, laminotomos...)
- Entrega en 15 días.
- El instrumento se desmonta, se repara y luego se mete en la cadena de producción, donde se pule, se reajusta, se somete a procesos de evaluación técnica, se pasiva y se remarca.
- El instrumento se entrega como nuevo y marcado con su referencia original.
- Se marca con “R y un número”, según el número de reparaciones que lleve (R1, primera reparación...)

# NUESTRAS AUDITORÍAS



## SISTEMA DE REPARACIÓN PREMIUM

### ▪ **POR CAJA**

Recogemos y reparamos una sola caja.

### ▪ **POR ESPECIALIDAD**

Revisamos y planteamos el sistema de reparación por especialidad.

### ▪ **GLOBAL**

Auditamos, revisamos parcialmente diversas cajas de las diferentes especialidades y realizamos oferta y reparamos el global de cajas del centro



## Para más información:

- Consulte a su distribuidor **RUDOLF** en la zona.
- Consulte en nuestras oficinas centrales 984 18 16 16.
- Consulte en nuestra web <http://www.rudolf-med.es/>