

REF. RU R-0050



MASCARILLA QUIRURGICA, TRICAPA, NO ESTERIL

La mascarilla quirúrgica tricapa evita que las bacterias y partículas lleguen a la boca del usuario y ayuda a la protección contra gotitas, polvo y polen.

Gracias a la pinza nasal que lleva integrada y a sus gomas para la orejas su aplicación es muy sencilla.

Detalles de producto:

- Suavidad de tejido y comodidad.
- Elasticidad de las gomas, libre de látex.
- Ajustable gracias a su pinza nasal.
- Modelos: blanco, azul y verde.
- Capacidad de filtrar al menos el 95%.
- Dimensiones: 17,5 x 9,5 cm.
- Paquete de 50 unidades.
- Producto no estéril, de un solo uso.
- Con certificado **CE**.



Modo de empleo:

Se coloca sobre la boca y la nariz y se fija a las orejas con sus gomas. El clip nasal maleable se ajusta a los contornos de la nariz y las mejillas con una suave presión.

Importante:

Dado que la mascarilla se humedecerá con el aire que respiramos, debe reemplazarse cada 2-3 horas.

Precio:

1 caja de 50 unidades: 29,50 € + IVA

Por favor, tenga en cuenta la regulación específica del país.

RUDOLF
BECAUSE WE CARE

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel. +49 7463 9956-0
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com



**MITTELSTAND
GLOBAL**
HEALTH MADE
IN GERMANY