



SLP11/12

SET DE LAPAROSCOPIA SACROCOLPOPEXIA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
RS810-000 Lote: 14F018	MANGO C/CREMALLERA SIN CONEXIÓN HF, P/PINZA LAPARO CURVAS
RS008-000 Lote: 14G018	VAINA EXTERNA P/PINZA LAPAROSCOPIA CURVA 5 MM,33 CM
RS000-864 Lote: 14K018	TERMINAL P/PINZA DE LAPARO CURVA, AGARRE FENESTRADO, 5 MM, 33 CM
RU 0430-16/01 Lote: SL	VAINA TROCAR FLEXIBLE 6MM
RU 0430-16/02 Lote: SL	OBTURADOR P/ TROCAR FLEXIBLE 6 MM

FICHA TÉCNICA Y COMENTARIOS

LA PINZA DE SACROCOLPOPEXIA RUDOLF ES ÚNICA EN EL MERCADO. HA SIDO DESARROLLADA CON LA COLABORACIÓN DEL DR. PAU-LI, GINECÓLOGO DEL H. CENTRAL DE AUGSBURG, PARA LA INTRODUCCIÓN (TUNELIZACIÓN) DE LAS MALLAS DE SACROCOLPOPEXIA. SE FIJA ESA MALLA EN EL ÚTERO Y LA SUTURAN AL SACRO, EVITANDO LA CAIDA DEL MISMO O ELEVÁNDOLO A SU POSICIÓN NORMAL SUSTI-TUYENDO LOS LIGAMENTOS, MÚSCULOS Y TEJIDOS CON PROBLEMAS QUE DEJAN DE HACER SU FUNCIÓN POR ESTAR ELONGADOS, ROTOS, DÉBILES...

HABITUALMENTE SE ABRE EL PERITONEO, SE COLOCA LA MALLA Y LUEGO SE VUELVE A SUTURAR EL PERITONEO. ESTO HACE QUE LA INTER-VENCIÓN SE ALARGUE MUCHO SI SE COMPARA CON LA INTRODUCCIÓN DE LA MALLA A TRAVÉS DE UN TUNEL TENIENDO QUE SUTURAR TAN SOLO EL PERITONEO EN LAS ZONAS DE ENTRADA Y SALIDA.

TAMBIÉN SE PUEDEN UTILIZAR PINZAS DE LAPARO NORMALES, PERO AL SER RECTAS NO PERMITEN ENVOCAR LA MALLA DE MANERA CÓMODA Y DA MUCHOS PROBLEMAS.

ESTE TIPO DE PINZAS YA ERAN HABITUALES EN LAS TORACOSCOPIAS. LO QUE SE HA HECHO ES MEJORAR EL SISTEMA Y SOBRE TODO HACERLAS DESMONTABLES.

NO EXISTE NINGUNA PINZA DOBLADA QUE SEA DESMONTABLE. SOMOS LOS ÚNICOS QUE LAS TENEMOS. ESTO NOS DIFERENCIA MUCHÍSI-MO CON LA COMPETENCIA EN CUANTO A HIGIENE, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.

ES UN MATERIAL QUE NO DEJA INDIFERENTE A NADIE Y QUE SE ESTÁ PONIENDO MUY DE MODA PORQUE ESTÁ HABIENDO MUCHOS CUR-SOS DE FORMACIÓN DE LAS MARCAS DE MALLAS PARA SU IMPLANTACIÓN.

HAY MÁS MODELOS DE PINZAS DOBLADAS EN EL PORTFOLIO DE RUDOLF QUE AÚN NO HEMOS PROMOCIONADO, QUE TENDRÁN TERMI-NALES SIMILARES A LOS HABITUALES DE LAPARO, PERO CURVADOS EN LA PARTE DISTAL.

MATERIALES DE APOYO

CATÁLOGO DE SACROCOLPOPEXIA

PRESENTACIÓN DE ENDOGINE COLGADA EN LA WEB.