



SLP4

SET DE LAPAROSCOPIA PORTA-AGUJAS

REFERENCIA:	DESCRIPCIÓN:
CS343-000	TAPA 540 X 240 MM P/CESTILLO 540 X 240 MM, 1 PESTAÑA DE CIERRE METÁLICA DESLIZANTE
CS343-041R	CESTILLO DE ACERO PERFORADO, 540 X 240 x 41 MM C/ RACKS (CS343-041, CT ER941.102B, CT ER852.424, CT ER 60.077.01)
CS347-000	ALFOMBRILLA DE SILICONA P/CONTENEDOR 480 X 220 MM
LP350-101 Lote: 055421667	PORTA AGUJAS DE LAPARO, DESMONTABLE, MANGO AXIAL C/CURVA ERGONÓMICA,TC, CURVA IZQ. 5MM,30 CM
RS305-580	PORTA AGUJAS, ANILLAS CON GATILLO, RECTO, 5 MM, 33 CM COMPUESTO DE:

RS300-000 Lote: 6101386	MANGO AXIAL DE ANILLAS, ACERO INOX., CON CREMALLERA
RS005-000 Lote: 13K028	VAINA EXTERNA P/PINZA LAPAROSCOPIA, 5 MM, 33 CM
RS000-580 Lote: 14K028	PORTA AGUJAS RECTO, ACCIÓN SIMPLE, 5 MM, 33 CM
RS335-581	PORTA AGUJAS. MANGO METÁLICO ERGO CON GATILLO, CURVA IZQ, 5 MM, 33 CM COMPUESTO DE:
RS330-000 Lote: 14E028	MANGO AXIAL, CON CREMALLERA
RS005-000 Lote: 12L028	VAINA EXTERNA P/PINZA LAPARO, 5 MM, 33 CM
RS000-581 Lote: 14G028	TERMINAL DE LAPARO, PORTA AGUJAS, CURVO. IZQ, 5 MM, 33 CM
LP315-502 Lote: 37536	BAJA NUDOS, DE RANURA, 4,5 MM, 33 CM
LP315-501 Lote: 14G091	BAJA NUDOS, EN HERRADURA, 4 MM, 33 CM
LP 4001	PORTA AGUJAS P/ LAPAROSCOPIA, MANGO ULTRALIGERO, TC, RECTO, 5MM, 33CM

FICHA TÉCNICA Y COMENTARIOS

- EL SET DE PORTAAGUJAS DE LAPAROSCOPIA ESTÁ COMPUESTO POR TERMINALES RECTOS Y CURVOS, COMBINADOS CON MANGOS QUE CONFORMAN TODOS LOS MODELOS DE PORTAAGUJAS QUE TENEMOS EN EL CATÁLOGO.
- LOS MODELOS RS000-580 Y RS000-581 SON TERMINALES DE LAPARO COMO LOS DEMÁS RS'S, LO QUE QUIERE DECIR QUE CONECTAN CON EL RESTO DE MANGOS DEL CATÁLOGO DE PINZAS DE LAPARO.
- NUESTRO MODELO GOLD ES EL LP350-101, QUE ES METÁLICO, PERO BASTANTE LIGERO, CON MANGO ERGONÓMICO, MUY CÓMODO Y ADEMÁS DESMONTABLE. ESTA ÚLTIMA CARÁCTERÍSTICA LO DIFERENCIA DE LOS DE LA COMPETENCIA. NO ES UN MODELO BARATO.
- TODAS LAS MARCAS TIENEN PORTAAGUJAS, PERO LOS MÁS HABITUALES SON LOS DE STORZ, LOS TIPO KOH. ESTOS SON SIMILARES A NUESTROS LP350-XXX, PERO CON UN MECANISMO DE CREMALLERA MÁS ANTIGUO, A VECES EN EL ÍNDICE, A VECES EN EL DEDO GORDO....
- AESCULAP TIENE UN MODELO DE PORTAAGUJAS DE MANGO DE PLÁSTICO QUE GUSTA BASTANTE A LOS CIRUJANOS. NO OBSTANTE, EL SISTEMA DE BLOQUEO ES FIJO LO QUE QUIERE DECIR QUE TAN SOLO PERMITE BLOQUEAR O DESBLOQUEAR, SIN TÉRMINO MEDIO.
- POR OTRO LADO, ES UN INSTRUMENTO MUY FRÁGIL QUE SE ROMPE MUCHÍSIMO POR EL SISTEMA DE BLOQUEO. TAMPOCO SE DESMONTA, POR TANTO, NO SE PUEDE LIMPIAR Y ESTERILIZAR DE FORMA APROPIADA Y EL RECAMBIO CUANDO SE ROMPE HA DE SER COMPLETO. NO ES NADA BARATO.

MATERIALES DE APOYO

- CATÁLOGO DE LAPAROSCOPIA
- PRESENTACIÓN DE LAPAROSCOPIA COLGADA EN LA WEB