



SLP7

SET DE LAPAROSCOPIA ESPECIAL UROLOGÍA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CS343-000 Lote: 15K310	TAPA 540 X 240 MM P/CESTILLO 540 X 240 MM, 1 PESTAÑA DE CIERRE METÁLICA DESLIZANTE
CS343-041R Lote: 15K310	CESTILLO DE ACERO PERFORADO, 540 X 240 x 41 MM C/ RACKS
RS110-000 Lote: SL	MANGO ERGONÓMICO ESTÁNDAR, MATERIAL SINTÉTICO, SIN CREMALLERA
RS120-000 Lote: SL	MANGO ERGONÓMICO ESTÁNDAR, MATERIAL SINTÉTICO, CON CREMALLERA
DZ 6001 Lote: SL	MANGO DE LAPAROSCOPIA DE PEEK CON GATILLO
RS240-000 Lote: SL	MANGO "COMFORT HANDLE", MATERIAL SINTÉTICO, SIN MUELLE Y SIN GATILLO
RS009-000 (4 uds) Lote: SL Lote: 13L028 Lote: 6050850 Lote: 6131566	VAINA ESTÁNDAR PARA TERMINIALES DE LAPARO., 10 MM, 33 CM
RS005-000 Lote: 6150022/15A028	VAINA ESTÁNDAR (EXTERNA) PARA TERMINIALES DE LAPAROSCOPIA, 5 MM, 33 CM

RS000-912 Lote: 6041322	TERMINAL PINZA DE LAPARO DE AGARRE Y DISECCIÓN MARYLAND, DOBLE ACCIÓN, 10 MM, 33 CM
RS000-914 Lote:6082153	TERMINAL PINZA DISECCIÓN Y AGARRE DE LÁPARO MIXTER, DOBLE ACCIÓN, 10 MM, 33 CM
RS000-918 Lote: 6110910	TERMINAL PINZA DE DISECC. Y AGARRE, LARGO, CURVO,10 MM, 33 CM
ED-001-001/LP 3030 Lote: SL	MANGO CREMALLERA, 10 MM, 33 CM
EC-001-004 Lote: SL	-
ED-010-351 Lote: SL	-

FICHA TÉCNICA Y COMENTARIOS

ESTE SET LO COMPONEN PINZAS DE LAPAROSCOPIA DE RUDOLF MEDICAL, QUE COMPLEMENTAN EL SET BÁSICO DE PINZAS DE LAPAROSCOPIA HABITUAL (RS000-525, DISECTOR MARYLAND, RS000-546, PINZA DE AGARRE ENDOCLINCH, RS000-567, P. AGARRE EN RAQUETA FENESTRADA,

TODOS LOS TERMINALES EXTRALARGOS SE PUEDEN INSERTAR EN TODOS LOS MANGOS DE RUDOLF.

APARECEN 3 TERMINALES DE 10 MM, QUE SE USAN PARA CLAMPAR EN GRANDES VASOS EN LA CIRUGÍA DEL RIÑÓN, Y UN TERMINAL SATINSKY DE 5 MM CON CURVA Y DISEÑO ESPECIAL QUE GUSTA MUCHO Y ESTÁ SIENDO MUY SOLICITADO.

A DIFERENCIA DEL RESTO DE ESPECIALIDADES, PODEMOS DECIR QUE EN UROLOGÍA AESCULAP HA HECHO UNA APUESTA MUY FUERTE Y ESTÁ PROMOCIONANDO MUCHO SUS PINZAS.

LA PINZAS DE AESCULAP SON DE MUY DIFÍCIL MONTAJE/DESMONTAJE Y BASTANTE CARAS.

MATERIALES DE APOYO

CATÁLOGO DE LAPAROSCOPIA

PRESENTACIÓN DE LAPAROSCOPIA COLGADA EN LA WEB