



SLP 1+2 (Es de Rudolf)

SET DE LAPAROSCOPIA PINZAS MONOPOLARES Y BIPOLARES

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|
| CS310-151 Lote: SL | CONTENEDOR ALUMINIO 580 X 280 X 150 MM, PLATA |
| CS315-001 Lote: SL | TAPA CONTENEDOR, PERFORADA, PLATA, DOBLE FILTRO, 580 X 280 MM |
| CS347-000 Lote: SL | ALFOMBRILLA DE SILICONA P/CONTENEDOR 480 X 220 MM |
| RU 8908-18 Lote: SL | SOPORTE DE ALMACENAMIENTO P/PINZA DE LAPAROSCOPIA, P/ 15 INSTRUMENTOS, 470 X 250 X 125 MM |
| LP320-112 Lote: 14K329 | ELECTRODO EN GANCHO EN ÁNGULO RECTO, PUNTA CERÁMICA, Ø 5 MM, 360 MM |
| LP312-000 Lote: SL NO ESTÁ | MANGO P/TUBO DE SUCCIÓN/IRRIGACIÓN C/VÁLVULA DESLIZANTE |
| LP312-125 Lote: BH NO ESTÁ | TUBO DE ASPIRACIÓN DE LAPAROSCOPIA P/MANGO AXIAL LP312-100, 5 MM |
| RS100-00 Lote: SL | MANGO ERGONÓMICO "DUALLOCK" (SISTEMA "CON Y SIN" CREMALLERA) , MATERIAL SINTÉTICO |
| RS110-000 Lote: 36650 | MANGO ERGONÓMICO ESTÁNDAR, MATERIAL SINTÉTICO,SIN CREMALLERA |
| LP1006 Lote: SL | MANGO INDIVIDUAL PARA PINZA DE LAPAROSCOPIA CON CREMALLERA |
| RS120-000 Lote: SL | MANGO ERGONÓMICO ESTÁNDAR, MATERIAL SINTÉTICO,CON CREMALLERA |
| RS005-000 (5 uds) Lote: 00035947 Lote: 6102532 Lote: 14B028/6140284 Lote: 14C028/6140284 Lote: 11M028/6113224 | REPUESTO DE VAINA ESTÁNDAR (EXTERNA) PARA TERMINALES DE LAPAROSCOPIA, 5 MM, 33 CM |
| RS000-525 Lote: SL | TERMINAL PINZA DE DISECCIÓN Y AGARRE DE LÁPAROSCOPIA, MARYLAND, ESTAND., FENEST., 5 MM, 33 CM |
| RS000-531 Lote: SL | TERMINAL DE LAPARO EN PINZA ATRAUMA DEBAKEY, 24 MM, 5 MM, 33 CM |
| RS000-567 Lote: SL | TERMINAL PINZA DE DISECCION Y AGARRE DE LAPAROSCOPIA, FENESTRADA, DOBLE ACCION, 5MM, 33 CM. |
| RS000-590 Lote: SL | TERMINAL TIJERA DE LAPAROSCOPIA METZENBAUM,ESTANDAR,CVA IZDA, DOBLE ACCIÓN, 5 MM, 33 CM |
| RS000-546 Lote: SL | TERMINAL PINZA DE AGARRE DE LÁPARO, DENTADA, FENESTRADA, DOBLE ACCIÓN (ENDOCLINCH), 5 MM, 33 CM |
| LP440-000 Lote: SL | MANGO EN U P/ PINZA BIPOLAR. |
| LP440-110 Lote: 039 | VAINA PARA PINZA BIPOLAR, 5 MM, 36 CM. |
| LP440-001 Lote: SL | TERMINAL PARA PINZA BIPOLAR EN RIZO, 5 MM, 36 CM. |
| LP450-000 Lote: SL | MANGO P/PINZA BIPOLAR DE COAGULACIÓN, VA JUNTO LP450-110 |
| LP450-110 Ref. 20195 Lote: 14G336 | VAINA P/PINZA BIPOLAR, 5MM, 34 CM |
| LP450-003 Ref. 20195-141 Lote: OP 247179/17F336 | TERMINAL P/PINZA BIPOLAR DE AGARRE, 5 MM, 34 CM |
| LP450-006 Lote: SL | TERMINAL PINZA BIPOLAR DE AGARRE Y COAGULACIÓN, TERMINAL MICRO, 5 MM, 34 CM |
| LP470-000 Lote: 15J336 | MANGO P/PINZA BIPOLAR LAPAROSCOPIA |
| LP470-200 Lote: SL | ADAPTADOR ESTÁNDAR P/CABLE DE PINZA BIPOLARES |

| | |
|---|---|
| LP470-034 Lote: 15F336 | VAINA INTERNA P/PINZA BIPOLAR MODELO 470, 5 MM, 34 CM |
| LP470-035 Lote: 15F336 | TUBO EXTERIOR 340 MM, Ø 5 MM |
| LP470-006 Lote :SL | TERMINAL P/PINZA BIPOLAR LAPAROSCOPIA, ELECTRODOS 3 MM ANCHO, 340 MM, Ø 5 MM |
| LP470-045 Lote: 12H336 | TUBO INTERIOR 450 MM |
| LP470-046 Lote:12H336 | TUBO EXTERIOR 450 MM, Ø 5 MM |
| LP470-103 Lote: 14F336 | TERMINAL P/PINZA BIPOLAR LAPAROSCOPIA, EN RIZO, 450 MM, Ø 5 MM |
| EG-004-00 (Ahora LP 2002) Lote: 43100 | PINZA PASAHILOS P/ CIERRE DE FASCIA, 3 MM, 170 MM |
| LP 1050 Lote: 37886 | RETRACTOR LAPAROSCÓPICO RETRAIBLE, EN TRIÁNGULO, 60 MM, DIÁM. 5MM |
| LP310-205 Lote: 117735/17J091 | MANGO ASPIRADOR/IRRIGADOR P/LÁPARO, TUBO CONEXIÓN Y VÁLVULA EN TROMPETA |
| LP310-202 Lote: 120625/18B091 | SÓLO EL TUBO, L.TRABAJO 330 MM, Ø 10 MM |
| LP310-201 Lote: 121068/18B091 | TUBO SUCCIÓN-IRRIGACIÓN, 5 MM, 33 CM |
| HF310-103 Lote: SL | CABLE BIPOLAR P/GENERADOR VALLEYLAB, BIRTCHEER, COMNED, BOVIE, CONEXIÓN PLANA, DOBLE BANANA, 3 METROS |