





R R E



Te Cuido, Me Compras



Tabla comparativa de las Tijeras Metzenbaum de Carburo Tungsteno SIN y CON Micro Corte.



Test de corte verificado en fábrica.

*El modelo "MC" –Micro-Corte- de RUDOLF Medical, con una hoja en cuchilla de afeitar y otra con microdientes, da un corte óptimo con mínimo daño gracias a su afilada cuchilla y a la fijación del tejido con los microdientes, que evitan que este se deslice.

*Las tijeras "TC" –Carburo Tungsteno- de RUDOLF Medical, son de larga duración y resistencia gracias al endurecimiento de los fillos con la inyección a 1.300° del carburo tungsteno (no van pegadas, van fusionadas). Esta fusión hace que nuestras tijeras no tenga minifisuras en las palas, evitando por un lado los depósitos de microorganismos y por otro las roturas por las zonas más débiles.



*Según los datos adquiridos en el estudio realizado por nuestros distribuidores en 72 centros hospitalarios de España, en 57 intervenciones quirúrgicas de tipo:

- TIROIDES CIRUGÍA GENERAL / OTORRINO.
- BYPASS FEMORAL / VASCULAR.
- CIRUGÍA DE MANO PLÁSTICA / TRAUMA.
- HERNIA ABDOMINAL / CIRUGIA GENERAL.

El precio por intervención de una tijera **RUDOLF MEDICAL TC/MC** (Carburo de Tungsteno Y Micro Corte) es de:

0,058 céntimos

Lo que nos lleva a preguntarnos

- ¿CUÁNTO VALE UNA TIJERA QUE PUEDE SALVAR UNA VIDA?

Y la respuesta es tan simple como ...

- LO MISMO QUE UN CHICLE ...





TIJERAS METZENBAUM TC/MC:



1:2

RU 1314-14M: TIJERA METZENBAUM, R/R, CON CARBURO TUNGSTENO Y MICRO CORTE (TC/MC), CURVA, 14 CM.



1:2

RU 1334-18M: TIJERA METZENBAUM, R/R, CON CARBURO TUNGSTENO Y MICRO CORTE (TC/MC), CURVA, 18 CM.



1:2

RU 1334-20M: TIJERA METZENBAUM ESTÁNDAR, CURVA, CON CARBURO TUNGSTENO Y MICRO CORTE (TC/MC), CURVA, 20 CM.



1:2

RU 1334-23M: TIJERA METZENBAUM ESTÁNDAR, CON CARBURO TUNGSTENO Y MICRO CORTE (TC/MC), CURVA, 23 CM.

-OFERTA DISPONIBLE HASTA EL 2020-