

RUDOLF

BECAUSE WE CARE



MASTERCUT

Nuestras obras maestras para cirugía abierta

MASTERCUT

Tijeras

Identificación MASTERCUT

Código de DataMatrix,
con número de serie
individual

Tornillo lacado negro

Afilado **RUDOLF**:


El modelo MASTERCUT cuenta con una micro hoja dentada en la parte superior de la tijera que evita el deslizamiento de los tejidos.


La hoja inferior se caracteriza por tener un perfil especial cónico, logrando así el mínimo corte traumático del tejido.

Modelos MASTERCUT:

Tijeras de disección **Metzenbaum** curvas:

14,5 cm	RU 1311-14G
18,0 cm	RU 1331-18G
20,0 cm	RU 1331-20G





Logo **RUDOLF**

*La calidad de acero excelente, el acabado refinado, el movimiento suave y el rendimiento de corte fino de las tijeras **RUDOLF** deleitan a todos los profesionales.*

*El revestimiento **RUDOLF** verde es resistente a todas las soluciones químicas de limpieza y desinfección, así como a la corrosión. Además, tiene características como el recubrimiento cerámico que contribuye a que el material tenga una vida útil más prolongada.*

*Cada tijera **MASTERCUT** ha sido fabricada y terminada de forma individual por nuestros maestros artesanos y se entrega acompañada de un certificado exclusivo.*

*Modelos **MASTERCUT**:
Tijeras de disección **Mayo** curvas:*

14,0 cm	RU 1251-14G
17,0 cm	RU 1251-17G





RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, está presente en todo el mundo y basa su relación con los clientes en el trato estrecho y fiel, ofreciendo productos innovadores de alta tecnología, instrumentos manuales, endoscopios rígidos y servicios eficientes para numerosas disciplinas

RUDOLF

BECAUSE WE CARE

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel. +49 7463 9956-0
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com



MITTELSTAND
GLOBAL
HEALTH MADE
IN GERMANY

ZK 581 ES_Rev. 02.2019

Distribuido por:

