


RUDOLF

BECAUSE WE CARE



Arthroscopy Basic

Instruments, Optics, Accessories



Qualität Made by RUDOLF Medical

Quality Made by RUDOLF Medical

RUDOLF Instrumente und **Endoskope** sind auch heute noch „Made in Germany“ und werden mit neuester, computergesteuerter Präzisionstechnik gefertigt und von Spezialisten in Handarbeit perfektioniert. RUDOLF Produkte sind das Ergebnis konsequenter Entwicklungs- und Forschungsarbeit in Kooperation mit unseren Anwendern. Unsere langjährige Erfahrung in der Produktion von chirurgischen Instrumenten spiegelt sich in Qualität und Leistung wieder. RUDOLF Hightech-Produkte für die Arthroskopie unterstützen Sie bei der präzisen und schonenden Behandlung von Gelenkdefekten.

Chirurgische Instrumente aus dem Hause RUDOLF sind eine Investition in die Zukunft und zeichnen sich durch Qualität und Langlebigkeit aus.



RUDOLF instruments and endoscopes are still „Made in Germany“ and are manufactured with the latest, computer-controlled precision technology and hand-finished by specialists. RUDOLF products are the result of consequent development and research work in cooperation with our end user. Our long of experience in the production of surgical instruments is reflected in quality and performance. RUDOLF high-tech products for arthroscopy support you in the precise and gentle treatment of joint defects.

Surgical instruments from RUDOLF are an investment in the future and are outstanding for their quality and durability.





RUDOLF Medical Endoskope

RUDOLF Medical Endoscopes



Alle **RUDOLF MEDICAL** Endoskope werden nach höchsten Anforderungen an Präzision und Genauigkeit entwickelt und gefertigt.

Endoskope - Technische Merkmale

Optische Systeme entsprechen den Anforderungen für **HD (High Definition)**:

- Neueste Generation von Lichtfaser für beste Bildausleuchtung
- Höhere Tiefenschärfe bei maximaler Helligkeit, exzellentem Kontrast und brillanter Detailtreue
- Optimierung der optischen Systeme auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung
- Höchste Lebensdauer durch den Einsatz von hochwertigen Materialien (Gold, Saphirglas) in Verbindung mit modularer Fertigungstechnik.

All **RUDOLF MEDICAL** Endoscopes are developed according to the highest demands on precision and accuracy and are manufactured.

Endoscopes - Technical Features

The optical systems designed according to the demands for **HD (High Definition)**:

- Latest generation of illumination fibers for highest illumination level
- Increased depth of field at maximum luminosity, excellent contrast and brilliant detail rendition
- Optical systems especially designed according to the needs for the specific application
- Maximum service life thanks to the use of high-quality materials (gold, sapphire glass) in conjunction with modular production technology.

Endoskope für Arthroskopie

Endoscopes for Arthroscopy




Arthroskop
Arthroscopie

Kennfarbe Colour code	Blickrichtung Direction of view	Durchmesser Diameter	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
grün green	0°	4.0 mm	175 mm – 7"	AT140-000
rot red	30°	4.0 mm	175 mm – 7"	AT140-030
gelb yellow	70°	4.0 mm	175 mm – 7"	AT140-070




Antibeschlagmittel für Endoskope,
steril, 30 ml
Antifog solution for endoscopes,
sterile, 30 ml

RU 8880-05



Siebkorb für ein Endoskop
Wire basket for one endoscope

Beschreibung Description	Abmessungen (LxBxH) Dimensions (l x w x h)	Modell Model	Bestell-Nr. Ordering no.
Für Endoskop von 175 mm For endoscop 175 mm	290 x 80 x 52 mm		RU8908-01



Kunststoffhülle
Plastic tube


Beschreibung Description	Abmessungen (L) Dimensions (l)	Modell Model	Bestell-Nr. Ordering no.
Kunststoffhülle für Optiken bis Ø 5 mm Plastic tube for endoscopes up to Ø 5 mm	190 mm – 7½"		RZ010-000

Arthroskopschäfte, Ø 5,5 mm

für Endoskope Ø4,0mm und Nutzlänge 175 mm

Arthroscope Sheaths, Ø 5.5 mm

for Endoscopes Ø4.0mm and Working Length 175 mm



Schaft mit **drehbarem** Spülanschluss, 2 Hähne
 Sheath with **rotatable** irrigation connection, 2 stopcocks

Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Modell Model	Bestell-Nr. Ordering no.
 UNIVERSAL	143 mm		AT040-001
 30°	143 mm		AT040-002

Schaft mit **drehbarem** Spülanschluss, 2 Hähne
 Sheath with **rotatable** irrigation connection, 2 stopcocks

Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Modell Model	Bestell-Nr. Ordering no.
 UNIVERSAL	143 mm		AT040-101
 30°	143 mm		AT040-102



Pflegefett für Hähne, 40g
 Lubricant for stopcocks, 40g


RU 8880-50

High-Flow Arthroskopschäfte, Ø 6,0 mm

für Endoskope Ø4,0mm und Nutzlänge 175 mm

High-Flow Arthroscope Sheaths, Ø 6.0 mm

for Endoscopes Ø4.0mm and Working Length 175 mm



Schaft mit **drehbarem** Spülanschluss, 2 Hähne
 Sheath with **rotatable** irrigation connection, 2 stopcocks

Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Modell Model	Bestell-Nr. Ordering no.
 UNIVERSAL	143 mm		AT040-201

Schaft mit **festem** Spülanschluss, 2 Hähne
 Sheath with **fixed** irrigation connection, 2 stopcocks

Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Modell Model	Bestell-Nr. Ordering no.
 UNIVERSAL	143 mm		AT040-211



Pflegefett für Hähne, 40g
 Lubricant for stopcocks, 40g

RU 8880-50

Trokare / Obturatoren

für Arthroskopschäfte mit Ø5,5mm, Ø6,0mm, Ø6,5mm

Trocars / Obturators

for Arthroscope Sheaths with Ø5.5mm, Ø6.0mm, Ø6.5mm



Nutzlänge (NL)
Working length (WL)



Modell Model	Beschreibung Description	Durchmesser Diameter	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
	Dreikant, schneidend Triangular, sharp	4.3 mm	175 mm – 7"	AT040-021
	Kegelförmig, stumpf Conical, blunt	4.3 mm	175 mm – 7"	AT040-022
	Kugelförmig Ball-shaped	4.3 mm	175 mm – 7"	AT040-023


Inflow-Spülkanülen, Spülkanülen-Sets

Inflow Irrigation Cannulas, Irrigation Cannula Sets


SET AT045-001

Beschreibung Description	Modell Model
Inflow-Spülkanüle, Ø 4,5mm Inflow irrigation cannula, Ø 4.5mm AT045-009	  1/1  
Infusionsadapter Infusion adapter AT045-010	
Trokar für Kanüle, dreikant, schneidend Trocar for cannula triangular, sharp AT045-011	
Obturator, stumpf Obturator, blunt AT045-012	

SET AT045-040

Beschreibung <i>Description</i>	Durchmesser <i>Diameter</i>	Nutzlänge (NL) <i>Working length (WL)</i>	Modell <i>Model</i>
Inflow-Spülkanüle <i>Inflow irrigation cannula</i>	3.2 mm	70 mm - 2¾"	

SET AT045-041

Beschreibung <i>Description</i>	Durchmesser <i>Diameter</i>	Nutzlänge (NL) <i>Working length (WL)</i>	Modell <i>Model</i>
Inflow-Spülkanüle <i>Inflow irrigation cannula</i>	4.5 mm	70 mm - 2¾"	





Pflegefett für Hähne, 40g
Lubricant for stopcocks, 40g

RU 8880-50

Basis-Set für große Gelenke

Basic Set for Big Joints





Artikel Item	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Ordering no.
	Arthroskop, autoklavierbar, Ø 4,0 mm, 30°, NL 175 mm <i>Arthroscope, autoclavable, Ø 4.0 mm, 30°, WL 175 mm</i>	AT140-030
	Siebkorb für Endoskop Ø 1,0 mm - 5,0 mm, 290 x 80 x 52 mm (L x B x H) <i>Wire basket for endoscope Ø 1.0 mm - 5.0 mm, 290 x 80 x 52 mm (l x w x h)</i>	RU8908-01
	Schaft mit drehbarem Spülanschluss, 2 Hähne, Ø 5,5 mm, 30°, NL 143 mm <i>Sheath with fixed irrigation connection, 2 stopcocks, Ø 5.5 mm, 30°, WL 143 mm</i>	AT040-102
	Trokar/Obturator, kegelförmig, stumpf, Ø 4,3 - 4,0 mm, NL 175 mm <i>Trocar/Obturator, conical, blunt, Ø 4.3 - 4.0 mm, WL 175 mm</i>	AT040-022
	Set Hochleistungslichtleitkabel, inkl. Adapter, Länge 2300 mm, Ø 3,5 mm <i>Set high performance light cable, incl. adapters, length 2300 mm, Ø 3.5 mm</i>	IM201-2311
	Hakensonde, 3,0 mm, graduert <i>Hook probe, 3.0 mm, graduated</i>	AT304-027
	RUDOLF ARTHRO-CUT Standard-Korbstanze, gerade <i>RUDOLF ARTHRO-CUT standard basket punch, straight</i>	AT301-001
	RUDOLF ARTHRO-CUT Standard-Korbstanze, aufgebogen <i>RUDOLF ARTHRO-CUT standard basket punch, upswept</i>	AT301-003
	RUDOLF ARTHRO-CUT Alligator-Fasszange, gerade <i>RUDOLF ARTHRO-CUT alligator grasping forceps, straight</i>	AT301-070

Basis-Set für große Gelenke

Basic Set for Big Joints




Artikel Item	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Ordering no.
	RUDOLF ARTHRO-CUT Korbstanze, 90°, links <i>RUDOLF ARTHRO-CUT basket punch, 90°, left</i>	AT302-092
	RUDOLF ARTHRO-CUT Korbstanze, 90°, rechts <i>RUDOLF ARTHRO-CUT basket punch, 90°, right</i>	AT302-093
	RUDOLF ARTHRO-CUT Slim Line, aufwärts links <i>RUDOLF ARTHRO-CUT Slim Line, upbiter left</i>	AT300-013



Drahtsiebkorb
Wire basket

480 x 240 x 70 mm

CS342-070



Deckel für Siebkorb
Lid for perforated basket

480 x 240 mm

CS342-000



Silikon-Noppenmatte für
Drahtsiebkorb und Siebkorb
*Silicone stud mat for
wire basket and perforated basket*

480 x 220 mm

CS347-000



Entsorgungsmarke
für Drahtsiebkörbe
*Metal label for
wire basket*

beschriftet
labeled

CS961-021


Präzision für Perfektionisten: ARTHRO-CUT

Precision for Perfectionists: ARTHRO-CUT




RUDOLF ARTHRO-CUT Handinstrumente sind mit zwei unterschiedlichen Griffvarianten erhältlich. Neben dem Standardgriff mit ergonomischen Daumenringen, ist die **ARTHRO-CUT**-Linie auch mit einem speziellen Ring-Branchen-Griff verfügbar. Diese Griffform überzeugt durch eine verbesserte Kraftübertragung und sorgt für einen leichteren Schnitt auch bei groben Knorpelstrukturen.

RUDOLF ARTHRO-CUT hand instruments are available with two different handle designs. In addition to the standard handle with ergonomic thumb rings, the **ARTHRO-CUT** line is also available with a special ring-branch handle. This handle form impresses with improved force transmission and ensures an easier cut even with thick cartilage structures.




Auch die Maulteile der **ARTHRO-CUT**- Stanzen sind in den unterschiedlichen Ausführungen standard, slim und narrow erhältlich, so ist ein präzises Arbeiten in unterschiedlichen OP-Situationen möglich.

*The jaws of the **ARTHRO-CUT** punches are also available in standard, slim and narrow designs, enabling precise work under different surgical conditions.*



ARTHRO-CUT Comfort Line – Standard

ARTHRO-CUT Comfort Line – Standard




Stanze Standard

Punch Standard

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-001
 aufwärts upbiter					AT300-002
 aufwärts, links gebogen upbiter, left curved	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-004
 aufwärts, rechts gebogen upbiter, right curved					AT300-005
 gerade, links gebogen straight, left curved	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-006
 gerade, rechts gebogen straight, right curved					AT300-007

ARTHRO-CUT Comfort Line – Slim

ARTHRO-CUT Comfort Line – Slim




Stanze Slim

Punch Slim

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-010
 aufwärts upbiter					AT300-011
 aufwärts, links gebogen upbiter, left curved	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-013
 aufwärts, rechts gebogen upbiter, right curved					AT300-014
 gerade, links gebogen straight, left curved	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-015
 gerade, rechts gebogen straight, right curved					AT300-016

ARTHRO-CUT Comfort Line – Narrow

ARTHRO-CUT Comfort Line – Narrow




Ring-Branchen-Griff
Ring-branch handle

Stanze Narrow
Punch Narrow

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	2.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-020
 aufwärts upbiter					AT300-021

ARTHRO-CUT Comfort Line – Schaufel Stanze

ARTHRO-CUT Comfort Line – Scoop Punch



Ring-Branchen-Griff
Ring-branch handle

Schaufel Stanze
Scoop punch

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	2.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-040

ARTHRO-CUT Comfort Line – Ovale Korbstanzen

ARTHRO-CUT Comfort Line – Oval Punches




Ovale Korbstanze
Oval punch

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	4.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-030
 aufwärts upbiter	4.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT300-031

ARTHRO-CUT Classic Line – Narrow

ARTHRO-CUT Classic Line – Narrow




Stanze Narrow
Punch Narrow

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	2.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-020
 aufwärts upbiter					AT301-021

ARTHRO-CUT Classic Line – Schaufel Stanze

ARTHRO-CUT Classic Line – Scoop Punch




Schaufel Stanze
Scoop punch

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 aufwärts upbiter	2.0 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-051

ARTHRO-CUT Classic Line – Standard Korbstanzen

ARTHRO-CUT Classic Line – Standard Punches




Korbstanze Standard Punch Standard

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-001
 aufwärts upbiter					AT301-002
 aufgebogen upswept					AT301-003
 aufwärts, links gebogen upbiter, left curved	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-004
 aufwärts, rechts gebogen upbiter, right curved					AT301-005
 gerade, links gebogen straight, left curved	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-006
 gerade, rechts gebogen straight, right curved					AT301-007

ARTHRO-CUT Classic Line – Slim Korbstanze


ARTHRO-CUT Classic Line – Slim Punch



Korbstanze Slim
Punch Slim

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-010
 aufwärts upbiter					AT301-011
 aufgebogen upswept					AT301-012
 aufwärts, links gebogen upbiter, left curved	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-013
 aufwärts, rechts gebogen upbiter, right curved					AT301-014
 gerade, links gebogen straight, left curved	3.2 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-015
 gerade, rechts gebogen straight, right curved					AT301-016


ARTHRO-CUT Classic Line – Ovale Korbstanzen ARTHRO-CUT Classic Line – Oval Punches



Ovale Korbstanze
Oval punch

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	4.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-030
 aufwärts upbiter	4.5 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-031

ARTHRO-CUT Classic Line – Retrograde Stanzen ARTHRO-CUT Classic Line – Backbiter Punches




Retrograd schneidende Stanze
„Backbiter“ Punch

Modell Model	Maulteil (Gesamthöhe), 2,3 mm Jaw (total height), 2.3 mm	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 links left	2.3 mm	120 mm – 4¾"	AT301-080
 rechts right	2.3 mm	120 mm – 4¾"	AT301-081

ARTHRO-CUT Classic Line – Scheren Stanze

ARTHRO-CUT Classic Line – Scissors Punch




Scheren Stanze
Scissors punch

Modell Model	Schnittbreite Cutting width	Maulteilunterseite (Höhe) Lower jaw (height)	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straigh	0.8 mm	1.5 mm	2.0 mm	120 mm – 4¾"	AT301-060


ARTHRO-CUT Classic Line – Korbstanzen 90°

ARTHRO-CUT Classic Line – Basket Punches 90°



Korbstanze 90°
Basket Punch 90°

Modell Model	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 links left	2.2 mm	120 mm – 4¾"	AT302-090
 rechts right	2.2 mm	120 mm – 4¾"	AT302-091
 links left	3.4 mm	120 mm – 4¾"	AT302-092
 rechts right	3.4 mm	120 mm – 4¾"	AT302-093



Alligator Faßzange
Alligator grasping forceps

Modell Model	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	3.2 mm	120 mm – 4¾"	AT301-070
 gerade straight	2.7 mm	120 mm – 4¾"	AT301-071


Super Faßzange
Super grasping forceps

Modell Model	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	3.2 mm	120 mm – 4¾"	AT301-072

Faßzange
Grasping forceps

Modell Model	Maulteil (Gesamthöhe) Jaw (total height)	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
 gerade straight	2.7 mm	120 mm – 4¾"	AT301-073

Gerade Fasszangen mit Sperre *Straight Grasping Forceps with Ratchet*



Faßzange *Grasping forceps*

Modell <i>Model</i>	Durchmesser Schaft <i>Diameter shaft</i>	Nutzlänge (NL) <i>Working length (WL)</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering no.</i>
	3,5 mm	130 mm – 5"	AT302-001
	2,7 mm	130 mm – 5"	AT302-002


Fasszange, 1x2 Zähne *Grasping forceps, 1x2 teeth*

Modell <i>Model</i>	Durchmesser Schaft <i>Diameter shaft</i>	Nutzlänge (NL) <i>Working length (WL)</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering no.</i>
	3,5 mm	130 mm – 5"	AT302-003

Biopsie- und Fasszange *Biopsy and grasping forceps*

Modell <i>Model</i>	Durchmesser Schaft <i>Diameter shaft</i>	Nutzlänge (NL) <i>Working length (WL)</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering no.</i>
	3,5 mm	130 mm – 5"	AT302-004

Gerade Fasszangen ohne Sperre *Straight Grasping Forceps without Ratchet*



Faßzange *Grasping forceps*

Modell <i>Model</i>	Durchmesser Schaft <i>Diameter shaft</i>	Nutzlänge (NL) <i>Working length (WL)</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering no.</i>
	3,5 mm	130 mm – 5"	AT302-011
	2,7 mm	130 mm – 5"	AT302-012

Fasszange, 1x2 Zähne *Grasping forceps, 1x2 teeth*

Modell <i>Model</i>	Durchmesser Schaft <i>Diameter shaft</i>	Nutzlänge (NL) <i>Working length (WL)</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering no.</i>
	3,5 mm	130 mm – 5"	AT302-013

Biopsie- und Fasszange *Biopsy and grasping forceps*


Modell <i>Model</i>	Durchmesser Schaft <i>Diameter shaft</i>	Nutzlänge (NL) <i>Working length (WL)</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering no.</i>
	3,5 mm	130 mm – 5"	AT302-014

Meniskus Fasszange mit Feststellschraube *Meniscus Grasping Forceps with Locking Screw*



Modell Model	Beschreibung Description	Länge Working length	Bestell-Nr. Ordering no.
	Meniskus Fasszange mit Komfortgriff, Feststellschraube, 1x2 Zähne, gezahnt <i>Meniscus grasping forceps with comfort handle, locking screw, 1x2 teeth, serrated</i>	170 mm – 6¾"	AT303-020

Meniskus Fasszange mit Sperre *Meniscus Grasping Forceps with Ratchet*



Modell Model	Beschreibung Description	Länge Working length	Bestell-Nr. Ordering no.
	Meniskus Fasszange mit Sperre, gerade, gezahnt <i>Meniscus grasping forceps with ratchet, straight, serrated jaw</i>	100 mm – 4"	AT302-020



Mikrofraktor, Schaft Ø 4,0 mm
Microfractor, shaft Ø 4.0 mm

Modell Model	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
	30°	175 mm – 7"	AT304-001
	45°	175 mm – 7"	AT304-002
	60°	175 mm – 7"	AT304-003



Raspel, grob, Schaft Ø 4,0 mm
Rasp, rough, shaft Ø 4.0 mm

Modell Model	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge (NL) Working length (WL)	Bestell-Nr. Ordering no.
	gerade straight	120 mm – 4¾"	AT304-004

Arthroskopie-Instrumente mit festem Handgriff

Arthroscopy Instruments with Fixed Handle



Modell Model	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Ordering no.
	Skalpellmesser Scalpel Knife	AT304-011
	Retrograd Messer, 45° Retrograde Knife, 45°	AT304-012
	Bananenmesser, gezahnt Banana knife, serrated	AT304-014
	Hakenmesser, 3 mm Hook knife, 3 mm	AT304-015
	Bajonettmesser Bayonet knife	AT304-019
	Sichelmesser Sickle knife	AT304-020
	Smillie Meniskotom, 3 mm Smillie meniscotome, 3 mm	AT304-021
	Ring-Kürette, Ø 3 mm Ring curette, Ø 3 mm	AT304-024
	Ring-Kürette, Ø 7 mm Ring curette, Ø 7 mm	AT304-025
	Löffel, Ø 3 mm, 30° gebogen Spoon, Ø 3 mm, 30° curved	AT304-026
	Hakensonde, Ø 3 mm, graduiert Hook probe, Ø 3 mm, graduated	AT304-027
	Hakensonde, Ø 5 mm, graduiert Hook probe, Ø 5 mm, graduated	AT304-028
	Hakensonde, spitz Hook probe, pointed	AT304-029

Arthroskopie-Instrumente mit abnehmbaren Universalhandgriff

Arthroscopy Instruments with Removable Universal Handle



Komplett mit Griff, Schaft Ø 3 mm
Complete with handle, shaft Ø 3 mm

Modell Model	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Ordering no.
	Ring-Kürette, Ø 3 mm Ring curette, Ø 3 mm	AT304-214
	Löffel, Ø 3 mm, 30° gebogen Spoon, Ø 3 mm, 30° curved	AT304-216
	Hakensonde, Ø 3 mm, graduert Hook probe, Ø 3 mm, graduated	AT304-217





Aufsatz, allein, Schaft Ø 3 mm
Tip, only, shaft Ø 3 mm

Modell Model	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Ordering no.
	Ring-Kürette, Ø 3 mm Ring curette, Ø 3 mm	AT304-114
	Löffel, Ø 3 mm, 30° gebogen Spoon, Ø 3 mm, 30° curved	AT304-116
	Hakensonde, Ø 3 mm, graduert Hook probe, Ø 3 mm, graduated	AT304-117



Griff, einzeln, für Aufsätze mit Schaft Ø 3 mm
Handle, only, for tips with shaft Ø 3 mm

Modell Model	Beschreibung Description	Bestell-Nr. Ordering no.
	Griff Handle	AT304-200







Modell Model	Beschreibung Description	Länge Length	Bestell-Nr. Ordering no.
	Bipolare Hakenelektrode, 1,5x0,6 mm <i>Bipolar hook electrode, 1.5x0.6 mm</i>	115 mm – 4½"	AT450-001
	Bipolare Hakenelektrode, 4,0x0,6 mm <i>Bipolar hook electrode, 4.0x0.6 mm</i>	115 mm – 4½"	AT450-002
	Bipolare Elektrode „Booster“ <i>Bipolar electrode „Booster“</i>	115 mm – 4½"	AT450-006


Kabel für bipolare Instrumente

Cable for bipolar instruments



Modell Model	Beschreibung Description	Länge Length	Bestell-Nr. Ordering no.
	Kabel für bipolare Instrumente z. B. Anschluss an Erbe VIO- und ICC/ACC-HF-Geräte <i>Cable for bipolar instruments, i. e. connection to Erbe VIO- and ICC/ACC diathermy devices</i>	3 m	HF310-113
		5 m	HF310-115
	Kabel für bipolare Instrumente (Internationaler Standardanschluss mit 28,6 mm Pinabstand), z. B. zum Anschluss an Valleylab/Lamidey-, Erbe VIO- und Soering-HF-Geräte <i>Cable for bipolar instruments (international standard plug with 28.6 mm pin pitch), i.e. connection to Valleylab/Lamidey-, Erbe VIO- and Soering diathermy devices</i>	3 m	HF310-133
		5 m	HF310-135
	Kabel für bipolare Instrumente, z. B. Anschluss an diverse HF-Gerätetypen (U.S.-Standard) <i>Cable for bipolar instruments, i. e. connection to various diathermy devices (U.S. standard)</i>	3 m	HF310-103
		5 m	HF310-105
	Kabel für bipolare Instrumente, z. B. Anschluss an Rudolf Medical-, Berchtold-, Martin-, Aesculap-HF-Geräte <i>Cable for bipolar instruments i. e. connection to Rudolf Medical-, Berchtold-, Martin-, Aesculap diathermy devices</i>	3 m	HF310-123
		5 m	HF310-125





Informationen zu Endoskopiegeräten ZK 583-02
Information on endoscopy devices ZK 583-02



RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, weltweit vertreten, vertraut auf bleibende Werte und setzt diese durch enge Kundenbeziehungen um. RUDOLF Medical bietet innovative Hightech-Produkte, Handinstrumente, starre Endoskope sowie effiziente Serviceleistungen für zahlreiche chirurgische Fachgebiete an.

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG, represented worldwide, translates its belief in lasting values by fostering close customer relationships and offering innovative high technology products, hand instruments, rigid endoscopes as well as efficient services for numerous surgical disciplines.

RUDOLF
BECAUSE WE CARE

RUDOLF Medical GmbH + Co. KG
Zollerstr. 1, 78567 Fridingen, Germany
Tel. +49 7463 9956-0
sales@rudolf-med.com
www.rudolf-med.com



ZK 591 DE/EN_Rev. 07.2021_ENTWURF



**MITTELSTAND
GLOBAL**
HEALTH MADE
IN GERMANY

Vertrieb durch:
Distributed by:

